

1546235 - Assise de douche courte/ douce - acier époxyé - blanc - 1 pc



Déscription

L'assise de douche court de Linido sans accoudoirs ni dossier est idéal pour les petites salles de bains. Le siège souple offre un haut confort à l'utilisateur. L'assise de douche peut être facilement replié après utilisation, libérant ainsi de l'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2221.0211-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
Profondeur du siège	41.5 cm
Largeur du siège	45 cm
Composition	Acier époxyé
sku	1546235
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Blanc
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce