

1532416 - Gants d'examen Soft Nitrile - non-stérils - bleu - S - 1 x 200 pcs



Déscription

Texa® Soft Nitrile est un gant d'examen sans latex ni poudre. Fournit une bonne adhérence dans des situations sèches et humides, offre une bonne barrière contre la plupart des produits chimiques et réduit le risque d'irritation de la peau. Convient aux mains gauche et droite.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Non
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Nitrile doux
Normes	EN455-1:2020, EN455-2:2015, EN455-3:2015, EN455-4:2009 EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420:2020 ASTM F1671 & ISO 16604
Résidu poudre	? 2,0 mg/handschoen conform EN 455-3
Conforme à la norme HACCP	Oui
sku	1532416
Couleur	Bleu
Force jusqu'au point de rupture après vieillissement	6N
Force jusqu'au point de rupture pour le vieillissement	6N
Largeur de la paume	80 mm > 240 mm
Largeur doigt	0,10 mm
Méthode de stérilisation	Non applicable
Niveau de qualité	AQL 1.5
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	S
Type d'emballage	Boîte
épaisseur de la paume	0,08 mm
épaisseur du poignet	0,07 mm