


1575127 - Urinale Ursec pour les hommes - Non-spill - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Urinal très sécurisant grâce à son design intelligent : l'embout est placé de façon à ce que l'urine coule dans l'entonnoir. Ce qui fait que l'urinal peut se mettre dans n'importe quelle position et qu'il y ait peu de fuite quand il tombe. Il se vide facilement en dévissant le bouchon à l'arrière.

Il existe une deuxième version avec un bouchon sécurité/enfant, comme sur les bouteilles de produits de nettoyage. La poignée est amovible afin de nettoyer à fond l'urinal.

Spécifications

Autoclavable	Oui
sku	1575127
Code CNK	4321386
Contenu	1000 ml
Couleur	Blanc
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce