

1560116 - Gobelets à médicaments Facet - haut - 25 ml - vert transparent - 80 x 50 pcs



Déscription

Ce gobelet à médicaments réutilisable, gradué à 25 ml, est un dispositif médical marqué CE 0543. Il convient à la distribution de médicaments par voie orale et de comprimés. La différenciation des couleurs peut indiquer des temps de distribution différents, des médicaments de réserve ou des narcotiques.

Spécifications

Marque	Wiegand
Composition	Polypropylène
A utiliser avec:	Plateaux de distribution
Contenu	25 ml
Couleur	Vert transparent
Réglementation Européenne	MDR - EU 2017/745 - Classe Im
Type d'emballage	Carton