

## 1009925 - Mepiform® - 5 x 7,5 cm - stérile - 1 x 5 pcs



### Déscription

Mepiform® est conçu pour traiter les anciennes cicatrices et prévenir la formation de nouvelles cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes. Il peut également être utilisé comme traitement prophylactique sur les plaies fermées pour prévenir les cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes.

La couche Safetac® garantit que le pansement peut être retiré et réappliqué sans perdre ses propriétés adhésives. Il est facile à retirer tout en restant doux pour la peau.

Mepiform® est confortable pour le patient et facile à utiliser.

- Pansement auto-adhésif pour le traitement des cicatrices existantes ou la prévention de nouvelles cicatrices.
- La couche de Safetac® est facile à enlever et à réappliquer et elle est douce pour la peau.
- Disponible en tant que pansement stérile ou non stérile

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Auto-adhésif</b>	Oui
<b>Composition</b>	Silicone
<b>sku</b>	1009925
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Taille</b>	5 x 7,5 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte