

1605684 - Seringue 3-parties sans aiguille - cathéter tip - 5 ml - 100 pcs



Déscription

Ces seringues stériles en 3-parties sont emballé individuel.

Spécifications

Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
Contenu	5 ml
Location de la pointe	Pointe excentrique
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte
Tip	Tip du cathéter