

## 1605684 - Seringues Romed 5 ml - embout concentrique 3 pièces - 100 pcs



### Déscription

Ces seringues stériles en 3-parties sont emballées individuellement.

### Spécifications

<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Contenu</b>	5 ml
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer slip