

1543069 - Eponge de dos courbé - 77 cm - 1 pc



Déscription

La forme de l'éponge utilise efficacement la puissance des épaules, des bras et des mains. La forme du savonnetier courbé permet d'atteindre tout le dos. La conception ergonomique permet d'atteindre toutes les parties du corps. L'éponge remplaçable lave efficacement sans absorber l'eau: ainsi le savonnetier reste léger et en balance même s'il est mouillé.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	E80210080
Éponge longueur de bras	77 cm
Composition	Polypropylène et TPE
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce