

## 1558726 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - obèses - 35-47 cm - 1 pc



### Déscription

Brassard velcro pour le tensiomètre manuel G7.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Compatible avec</b>	Heine G5; Heine G7
<b>Portée du brassard</b>	35 - 47 cm
<b>sku</b>	1558726
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	XL
<b>Type d'emballage</b>	Pièce