

## 1560006 - MST-3000 clamp d'échantillons de mucus - tube 14 cm - 25 ml - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ce collecteur d'échantillons de mucus avec un tube de 14 cm de long et un bouchon à vis de rechange est conçu pour prélever des échantillons de mucus en vue d'un examen microbiologique. Ce piège fourni d'une capacité de 25 ml est stérile et emballé individuellement. Il contient une fixation pour le cathéter d'aspiration et le tube de connexion d'aspiration, ainsi qu'une étiquette avec les informations relatives au patient.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 14 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1560006
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte