

## 1517081 - Contour NEXT - tiges de glycémie - 1 x 50 pcs



### Déscription

- Haute précision : grâce à la technologie Multi-Pulse®, chaque goutte de sang est testée 7 fois.
- Utilise la nouvelle bandelette de test Contour® NEXT : aucune substance interférente courante.
- L'auto-navigation facile via des messages textuels courts et clairs permet de faire plus qu'un simple test.
- Ajoutez des marqueurs de repas et des notes, définissez des valeurs cibles personnelles.
- Affichage des tendances avec des informations sur vos valeurs cibles, les sur- et sous-estimations à 7, 14, 30 et 90 jours.
- Écran éclairé.
- La technologie de prélèvement Second-Chance® permet de prélever facilement du sang supplémentaire lorsque le premier prélèvement est insuffisant.
- La technologie No-Coding™ évite les erreurs de codage.
- Les bandelettes d'analyse de la glycémie Contour Next de Bayer ne peuvent être utilisées qu'avec l'indicateur de glycémie Contour XT de Bayer.

### Mode d'emploi

Placez le sang sur la bandelette de test. Le compteur décompte 5 secondes et affiche le résultat. Une petite quantité de 0,6 µl de sang est suffisante pour une mesure précise et fiable du glucose. Si la première goutte de sang n'est pas assez grosse, vous avez la possibilité d'appliquer une deuxième goutte de sang sur la même bandelette dans les 20 secondes.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ascensia
<b>Code de vérification</b>	Non
<b>Transfert de données par wifi</b>	Non
<b>sku</b>	1517081
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce