

## 1533317 - Manchette demi-bras Hydroven 3 - 1 compartiment - 51 cm - 1 pc



### Déscription

Toutes les manchettes Hydroven sont fabriquées à partir d'un matériau doux et résistant. Doublure intérieure souple pour un confort maximal du patient. Le brassard peut se dilater vers l'intérieur pour épouser les contours de chaque membre.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>Circonférence de la main</b>	44 cm
<b>Circonférence épaule</b>	56 cm
<b>Longueur</b>	51 cm
<b>Nombre de compartiments</b>	1 compartiment
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce