

## 1025104 - Récipient Treston 4020 - 186 x 400 x 82 mm - 1 pc



### Déscription

Ces récipients de stockage pratiques assurent l'ordre dans les armoires à pharmacie ou les chariots à médicaments. Leur transparence et les grandes étiquettes assurent une clarté optimale. Les conteneurs ont une base nervurée, ce qui permet de retirer facilement les plus petits objets. Ce conteneur peut être divisé en 7 compartiments au maximum et ils peuvent être empilés avec la même largeur. Les porte-étiquettes peuvent être facilement retirés si nécessaire. Le film protecteur est non conducteur.

### Spécifications

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Marque</b>           | Wiegand           |
| <b>sku</b>              | 1025104           |
| <b>Couleur</b>          | Transparent       |
| <b>Taille</b>           | 186 x 400 x 82 mm |
| <b>Type d'emballage</b> | Pièce             |