

## 1574608 - Escalier long pour la modèle " modulaire standard"



### Déscription

Cet escalier modulaire, type "Standard", offre des solutions flexibles pour divers espaces et usages. Avec une inclinaison de 18° et cinq marches de 9,5 cm de hauteur, cet escalier long est à la fois pratique et sûr. Les marches, d'une largeur de 57 cm, sont dotées d'un design fermé et d'une surface antidérapante, garantissant une sécurité accrue lors de l'utilisation.

Grâce à la hauteur des rampes, 93 cm, une prise en main confortable et stable est assurée. Les différentes sections modulaires de cet escalier peuvent être facilement combinées pour créer un escalier droit ou en angle, selon l'espace disponible et le niveau de difficulté souhaité.

Avec cet escalier modulaire, vous pouvez assembler une solution sur mesure qui correspond parfaitement à vos besoins.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fysiomed
<b>sku</b>	1574608
<b>Type d'emballage</b>	Pièce