

1572237 - Doigtiers bleus en caoutchouc - 1 size - 25 pcs



Déscription

Doigtiers en caoutchouc, idéaux en milieu humide. Grâce à la couleur bleue, ils sont facilement détectables visuellement. Approuvés HACCP et adaptés à un usage professionnel dans l'industrie agroalimentaire, la restauration et les cuisines industrielles.

- Résistants aux acides, aux huiles et aux graisses
- Ne contiennent pas de latex ni de silicone
- Conservent très bien la sensation des doigts
- S'adaptent parfaitement aux doigts
- Très légers et flexibles
- Légèrement pré-poudrés
- Taille universelle

Spécifications

Marque	Detectaplast
SKU leverancier	20040
Conforme à la norme HACCP	Oui
Résistant à l'eau	Oui
Sans latex	Oui
Composition	Caoutchouc
sku	1572237
Couleur	Bleu
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte