

1540768 - Seca 287 station de mesure taille et poids avec fonction vocale - classe III - 300 kg - 1 pc



Déscription

Grâce au modèle seca 287 nous avons redéfini les limites techniques des stations de mesure de par le monde. Trois paires de capteurs à ultrasons enregistrent en quelques millisecondes la taille du patient et un algorithme d'évaluation numérique spécialement développé à cet effet assure une précision de mesure inégalée. Sur demande, une assistance vocale permet de procéder à des mesures individuelles ou en série de manière autonome. Associé à la connexion au DME et à l'impression pratique des valeurs mesurées, le travail en est facilité. La balance d'une capacité de 300 kg et possédant une graduation de 50 g complète ce produit durable de qualité seca inégalée.

- Mesure entièrement automatique avec assistance vocale disponible en option
- Trois paires de capteurs et auto-calibrage permanent pour des résultats ultra-précis
- Algorithme d'évaluation numérique unique permettant d'éliminer toute imprécision pour une qualité de mesure garantie des plus élevées
- Nombreuses possibilités d'obtention des résultats de mesure.
- Nouveauté: un cache au niveau de l'affichage assure une intimité accrue lors de la mesure

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	300 kg
Avec tige de mesure	Oui
Indication de l'IMC	Oui
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
sku	1540768
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	50 g < 150 kg > 100 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numérique à colonne