

## 1543453 - FM 150 Masseur de compression pour les jambes - 1 pc



### Déscription

Les jambes fatiguées et lourdes peuvent être soulagées avec le masseur de compression des jambes. Il améliore la circulation sanguine et soulage les tensions. Les jambières sont gonflées en alternance, les coussins d'air sont rapidement dégonflés à l'aide de la fonction de dégonflage. Le dispositif de compression est facile à utiliser avec le commutateur de commande manuel qui a une application polyvalente à la maison et en déplacement.

- Avec fonction minuterie pour 10/20/30 min
- Avec bouton de sécurité STOP
- Ajustement individuel des deux revers de jambe avec velcro

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	64325
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Puissance</b>	3 W
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce