

## 1561293 - Thermomètre express avec embout flexible - Monkey - BY 11 - 1 pc



### Déscription

L'adorable thermomètre à fièvre au design grenouille rend la mesure de la fièvre de votre bébé extrêmement facile. Avec une alarme de température à partir de 37,8°C, affiche les lectures en °C et °F, est étanche. S'éteint automatiquement et émet un signal lorsque la mesure est terminée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Oui
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1561293
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
<b>Vitesse de mesure</b>	10 sec