

## 1553487 - Sangles anti basculement pour MOTomed Viva et Muvi - Kit Retrofit



### Déscription

Sangles anti basculement - Retrofit

- Avec tige à crochet et aide de déverrouillage
- Facile à fixer au fauteuil roulant sans devoir se baisser
- Utilisable sans aide d'autrui
- Pour tous types de fauteuils roulants

Non-compatible avec le petit pied plat réf. 74-1-540-000

### Spécifications

**Marque**

MOTomed

**Réglementation Européenne**

MDD - 93/42/EEC - Classe IIa

**Type d'emballage**

Pièce