

1553487 - Sangles anti basculement pour MOTOmed Viva et Muvi - Kit Retrofit



Déscription

Sangles anti basculement - Retrofit

- Avec tige à crochet et aide de déverrouillage
- Facile à fixer au fauteuil roulant sans devoir se baisser
- Utilisable sans aide d'autrui
- Pour tous types de fauteuils roulants

Non-compatible avec le petit pied plat réf. 74-1-540-000

Spécifications

Marque	MOTOmed
sku	1553487
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce