

## 1508360 - CryoPen applicateur point blanc/rouge 2-6 mm - 1 pc



### Déscription

Applicateur point blanc/rouge pour le traitement des lésions cutanées de 2 - 6 mm. Convient au CryoPen X+

### Spécifications

<b>Marque</b>	H&O Equipments
<b>sku</b>	1508360
<b>Applicateurs</b>	Blanc/rouge (2 - 6 mm)
<b>Catégorie cryothérapie</b>	Applicateurs
<b>Convient pour</b>	CryoPen X Cryopen M Cryopen O Cryopen X+
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce