

1007140 - PERMA-HAND™ Silk fil de suture 3/0 - 16 mm - 75 cm - FW502 - 1 pc



Déscription

PERMA-HAND™ SILK Suture est une suture chirurgicale stérile et non résorbable, composée d'une protéine organique appelée fibroïne.

Avantages

- Multifilament
- Naturel

Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	ETHIFW502
Composition	Fibroïne
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	75 cm
Couleur	Noir
Longueur aiguille	16 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Pièce
épaisseur du fil	3/0