

## 1571901 - kBox4 Pro Ultimate System



### Déscription

La kBox4 est reconnue pour sa qualité, sa facilité d'utilisation, sa technologie, son ergonomie, son évaluation et ses publications scientifiques. L'Ultimate System comprend la plate-forme Kbox4 Pro, le kMeter II, l'ajusteur d'angle, six volants, un tapis de protection, quatre ceintures de hanche et un harnais (7-pack) ainsi qu'un harnais de tête, des chevillières, la kBar, deux blocs de pied, des blocs d'élévation (2-pack), une ceinture d'extension, un sac de transport pour les volants et deux versions de kGrips. Le tout est accompagné d'un kit de fixation de la kBox4 au sol et d'un support pour suspendre les accessoires.

### Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour les exercices du haut, du torse et du bas du corps
- Portable
- Le système de rétroaction Bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres.
- Une facilité d'utilisation exceptionnelle
- Pour les professionnels
- 1 à 4 volants d'inertie extra-larges
- Inertie jusqu'à 0,280 kgm<sup>2</sup>.
- Système de rétroaction kMeter II
- Dimensions : 98 x 63 cm
- Poids : 15,5 kg

## Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce