

1501453 - Cleanisept® - 5 L - 1 pc



Déscription

Cleanisept® est un concentré sans aldéhyde pour la désinfection et le nettoyage de l'inventaire médical, des dispositifs médicaux et de toutes sortes de surfaces. Cleanisept est basé sur des composés modernes d'ammonium quaternaire. Il est sans parfum, ne contient ni aldéhydes ni phénols et se distingue par son bon pouvoir nettoyant.

Cleanisept® convient parfaitement à la désinfection des surfaces non poreuses. Il est particulièrement recommandé pour tous les domaines où, en plus du respect des exigences hygiéniques élevées, un produit sans odeur est requis. Cleanisept a une bonne compatibilité avec les matériaux et convient également au verre acrylique.

Spécifications

Marque	Dr Schumacher
Ingrédients	100 g de solution contiennent: 3,33 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, 6,66 g de chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium
Contenu	5 l
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce