

**1543559 - Balance digitale PS25 - 34 x 34,5 cm - 180 kg - 1 pc**



## Déscription

Balance intemporelle avec un design extra large, une technologie de mise en marche (Quick Start), un arrêt automatique, un indicateur de surcharge et une capacité de charge maximale de 180 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Code CNK</b>	CNK 3059-011
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	180 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Composition</b>	Matière synthétique
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques