

## 1551438 - Micrel MP 101+ mm/h



### Déscription

**Le pousse-seringue mm/h ambulatoire pour la perfusion précise à l'hôpital et pour les soins à domicile.**

#### Avantages

- Réglage du débit simple et précis par bouton (pas d'outils nécessaires)
- Fonction bolus et période réfractaire
- Alarme "Fin de la perfusion", alarme "Détection de la seringue" et alarme "d'occlusion"
- Limites de perfusion programmables
- Ecran LCD éclairée
- Compatible avec toutes les marques & tailles de seringues (de 5 ml à 60 ml)
- Pourvu d'un double micro-processeur pour garantir la sécurité et la précision
- Compact, léger & portable
- Longue autonomie de batterie (2 à 3 mois ou plus de 70 perfusions)
- Fourni avec une valise de transport, des piles et des instructions en français et en néerlandais

**[Trouvez ici la plateforme d'instruction Micrel avec les manuels, présentations et vidéos d'utilisation.](#)**

## Spécifications

<b>Marque</b>	Micrel
<b>sku</b>	1551438
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce