

## 1501424 - Eucerin pH5 huile nettoyante pour les mains - pompe - 1 pc



### Déscription

L'huile nettoyante pour les mains Eucerin pH5 nettoie en douceur et protège la peau du dessèchement, même si vous lavez les mains fréquemment. La combinaison du tampon citrate pH5 et d'autres tensioactifs doux stabilise la fonction de barrière de la peau et aide à prévenir la peau rugueuse et fissurée. Dans des conditions plus sévères, il peut être utilisé comme mesure supplémentaire dans un traitement de l'eczéma.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beiersdorf
<b>Tube</b>	Non
<b>Système de pompage</b>	Oui
<b>Ingrédients</b>	Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil, Poloxamer 101, Parfum, Aqua, Propylene Glycol, Panthenol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Type d'emballage</b>	Pièce