

## 1541015 - Relax babykussen - bi-tec - L 95 cm - 1 st



### Beschrijving

Het Relax babykussen van Fico is speciaal ontworpen in samenwerking met de prematuurafdeling van ziekenhuizen. Dit kussen geeft aan premature en pasgeborenen het gevoel van geborgenheid en heeft een positieve invloed op de groei van de baby. Door de foetushouding gaat de pasgeborene rustiger en dieper slapen. Het kussen is brandvertragend.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	L 95 cm
<b>Samenstelling</b>	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	40° C
<b>Type verpakking</b>	Stuk