

1609442 - Urinaal man 1000 ml autoclaveerbaar - transparant - gegradueerd - 1 st



Beschrijving

Dit urinaal ondersteund bedlegerige patiënten in hun comfort, het urinaal sluit goed af en de gradaties tonen wanneer het urinaal best geledigd wordt.

Specificaties

Autoclaveerbaar	Ja
Geslacht	Mannen
Inhoud	1000 ml
Kleur	Transparant
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk