

## 1609442 - Urinaal man - met deksel - gegraduateerd - 1000 ml - 1 st



### Beschrijving

Dit urinaal ondersteund bedlegerige patiënten in hun comfort, het urinaal sluit goed af en de gradaties tonen wanneer het urinaal best geleedigd wordt.

### Specificaties

<b>sku</b>	1609442
<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Ledigbaar</b>	Ja
<b>Geslacht</b>	Mannen
<b>Inhoud</b>	1000 ml
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk