

## 1014561 - Medicatiebeker - hoog - 25 ml - transparant - 1 x 60 st



### Beschrijving

De transparante medicatiebeker vervaardigd uit polypropyleen is ideaal om nauwkeurig medicatie toe te dienen tot hoeveelheden van 25 ml. De beker is makkelijk te stapelen, heeft een anti-slip onderkant en is vaatwasmachine bestendig.

### Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Inhoud</b>	25 ml
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Type verpakking</b>	Doos