

## 1003892 - Cotonet op rol - 12 cm x 20 m - niet-steriel - 1 st



### Beschrijving

Cotonet op rol is vervaardigd uit 100% H2O2 gebleekt katoen (niet chloorgebleekt en vrij van witmakers). De cotonet met dubbele dikte heeft een hoog absorptievermogen, wordt gebruikt voor het bedekken en beschermen van gevoelige wonden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Alan
<b>Samenstelling</b>	100% katoen
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1003892
<b>Maat</b>	12 cm x 20 m
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk