

1552676 - Manumed Kantel - 2-delig - type 725 gescheiden voetplateau - elektrisch



Beschrijving

Een speciaal ontworpen kanteltafel om patiënten traploos van een horizontale naar een verticale positie te brengen, tussen 0 en 90°. De ideale tafel voor onder andere neuro-motorische behandelingen. Ook kinderen kunnen veilig en zonder problemen op deze tafel behandeld worden.

- Deze 2-delige variant is tevens uitstekend inzetbaar als behandeltafel
- Met de beenfixatierails bent u in staat om de benen extra goed te fixeren
- Tussen 0 en 90 graden in te stellen kantelpositie
- Geschikt voor kinderen
- Elektrische hoogteverstelling
- Veilig te verrijden door grote wielen

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 202 cm
Hoogte	55 - 106 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	175 kg
Aantal delen	2-delig
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Voetschakelaar
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk