

1561556 - Fabian HFO CLASSIC



Beschrijving

De Fabian™ HFO is vanaf het begin ontworpen als een speciale neonatale ventilator om te voldoen aan de specifieke behoeften van de kleinste en meest kwetsbare patiënten, tot 300g en 2cc ademvolume. Van NIV, tot conventionele beademing, tot OFV, de Fabian biedt ongeëvenaarde flexibiliteit om elke neonatale patiënt te behandelen, waar dan ook in het ziekenhuis. De Fabian HFO kan ook worden uitgerust met intelligente algoritmen om de patiëntenzorg te helpen optimaliseren, zoals: geforceerde oscillerende techniek (FOT), volume-garantie en PRICO (gesloten lus).

Kenmerken en voordelen:

- Minder buizensets
- Modulariteit
- Gebruiksgemak
- Ontworpen voor mobiliteit

Specificaties

Merk	Vyaire
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk