

1002638 - 3M™ Tegaderm™ schuimverband - 10 x 10 cm - 10 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ niet-klevend schuimverband is een primair verband, ontworpen om zich aan te passen aan veranderende wondomgevingen dankzij de unieke constructie met vier lagen. De niet-klevende schuimverbanden zijn geschikt voor zwak tot sterk exsuderende wonden. De innovatieve laag-technologie absorbeert en verdampt vocht om een optimale omgeving voor wondgenezing te creëren. Voert wondvocht snel af en behoudt de sterk absorberende kern, voorkomt het doordringen van vloeistof en is gemakkelijk aan te brengen.

Specificaties

Merk	3M™
Product afmetingen	B 10 cm, L 10 cm
Latex vrij	Ja
Samenstelling	Schuim
Steriel	Nee
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos