

## 1611088 - Suprasorb®H Hydrocol standaard verband - 15 x 15 cm - steriel - 5 st



### Beschrijving

Suprasorb H Hydrocol Standard is een hydrocolloïd wondverband dat speciaal is ontworpen voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden. Het verband bevordert een vochtige wondomgeving, wat de genezing versnelt door autolytische debridement te ondersteunen. De actieve hydrocolloïden in het verband absorberen wondvocht en vormen een gel die het wondoppervlak beschermt en hydrateert.

Geschikt voor de behandeling van oppervlakkige wonden zoals schaafwonden, blaren, brandwonden van de 1e en 2e graad, decubitus (doorligwonden), en veneuze beenulcera.

De draagtijd van het verband is maximaal 7 dagen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Lohmann Rauscher
<b>Samenstelling</b>	Polyurethaanfolie met hydrocolloïd gecoat
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lagen</b>	2-laags
<b>Maat</b>	15 x 15 cm
<b>Maat</b>	15 x 15 cm
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
<b>Type verpakking</b>	Doos