

1012104 - Wegwerpspecula B-000.11.242 voor Heine diagnostic otoscoop - 2,5 mm - 1 x 1000 st



Beschrijving

Voor eenmalig gebruik. Voor de meest veilige pasvorm en de beste lichttransmissie en hygiëne. Gegarandeerde kwaliteit. Geen scherpe randen. Geschikt voor **Heine** BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O. en mini 3000 Otoscopen.

Specificaties

Merk	Heine
Compatibel met	Otoscoop Heine BETA 100; Otoscoop Heine K100
Maat	2,5 mm
Type specula	Wegwerp specula
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos