

## 1576713 - 3M™ Red Dot™ Micropore™ elektroden pre-gelled zilverchloride - 20 x 50 st



### Beschrijving

Deze **3M™ Red Dot™** monitoring elektroden gebruiken een vooruitstrevende, erg goed geleidende kleeftechnologie voor een langdurige en stevige hechting, toch kunnen ze makkelijk en op elk moment verwijderd worden. De elektroden zijn speciaal geschikt voor de kritieke zorg, intensive care, cardiologie en gerontologie.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>Samenstelling</b>	Micropore paper tape
<b>EKG categorie</b>	ECG elektroden & toebehoren
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton