

## 1559855 - Handschoenen stretch Vinyl - niet-steriel - poedervrij - crème kleur - M - 10 x 100 st



### Beschrijving

De **Texa®** stretch Vinyl onderzoekshandschoenen voldoen aan AQL 1.5 en bieden een soepele pasvorm die zich goed naar de hand vormt. De ergonomische vorm zorgt voor een maximaal comfort en de verstevigde rolrand van de manchet belet het afglijden van de handschoenen over de handrug. De handschoenen hebben een hogere rekbaarheid dan een gewone vinylhandschoenen en zijn poedervrij wat bijzonder geschikt is voor mensen met latexallergie.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Texa
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Gepoederd</b>	Nee
<b>Manchetlengte</b>	24 cm
<b>Samenstelling</b>	Stretch vinyl
<b>HACCP-conform</b>	Ja
<b>Kleur</b>	crème
<b>Maat</b>	M
<b>Sterilisatie methode</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Karton