

## 1542347 - Onderzoekstafel Praxis 3 Elite - hydraulisch in hoogte verstelbaar - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 3 Elite is de opvolger van de succesvolle Praxis 3 uit de Praxis serie. Deze lijn kenmerkt zich door een enorm bereik van 48-98cm en heeft daarbij standaard hefvermogen van 225kg. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel. Door de speciale gasveer onder het hoofd-/beendeel gaat de klep automatisch omhoog als de tafel naar de laagste positie zakt. Dit gebeurt wanneer deze korte klep naar beneden staat gericht. Hierdoor is het mogelijk om de vlakverdeling optimaal in te delen en toch een laagste stand van 48cm te garanderen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 196 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	48-98 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Nee
<b>Hefvermogen</b>	225 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	40 s
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Hydraulisch
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Voetschakelaar
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk