

## 1546389 - Douchekophouder - antraciet - 1 st



### Beschrijving

Universele douchekophouder die past op elke Ergrogrip wandbeugel vanaf 30 cm lengte, elke wandbeugel 90° en verticale combi beugel. Deze douchekophouder kan ook achteraf geplaatst worden, is licht en eenvoudig verstelbaar over de volledige lengte.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2630.2006-11
<b>Categorie wandbeugels</b>	Toebehoren wandbeugels
<b>Kleur</b>	Antraciet
<b>Type verpakking</b>	Stuk