

## 1572383 - Afsluitdopje voor Enfit spuitten - 50 pakjes van 8 st



### Beschrijving

Enfit spuitten kunnen met de afsluitdoppen worden afgesloten tot het gebruik, ze kunnen worden aangesloten op Enfit -en Enfit spuitten met een lage dosis.

### Specificaties

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Merk</b>                  | Medicina       |
| <b>Steriel</b>               | Ja             |
| <b>Latex vrij</b>            | Ja             |
| <b>Veiligheidsmechanisme</b> | Nee            |
| <b>Sterilisatie methode</b>  | Ethyleen oxide |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos           |