

1023379 - 3M™ Coban™ - cohesieve windels - rainbow - 7,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 st



Beschrijving

Het 3M™ Coban™ zelfhechtend verband is een comfortabel lichtgewicht zwachtel voor een langdurige en betrouwbare druk. Het verband blijft zeer goed op zijn plaats zitten zonder verbandhaakjes of fixatietape en hecht zich niet aan de huid vast.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Non-woven rayonvezel, synthetisch polymeer
sku	1023379
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
Kleur	Regenboog
Maat	7,5 cm x 4,57 m
Type verpakking	Doos