

## 1576360 - Digitale bloeddrukmeter BM81 - bovenarm - Easy Lock - 1 st



### Beschrijving

Het innovatieve easyLock-systeem maakt het gemakkelijk voor u om het apparaat op uw bovenarm te bevestigen met de perfecte pasvorm en veilige grip - zonder dat u een klittenband nodig heeft. De gemeten waarden kunnen gemakkelijk worden overgedragen naar de "beurer HealthManager Pro"-app en langdurig worden gecontroleerd. Geen slangen, geen kabels,- eenvoudig nauwkeurig meten. Met een opblaastechnologie voorziet dit een ultiem meetcomfort dankzij zachte drukopbouw en snelle meettijd.

De bloeddrukmeter heeft een LED-risico indicator met een classificatie van metingen met gekleurde LED-schaalverdeling. Geeft aan wanneer er sprake is van arrhythmie en waarschuwt voor mogelijke hartritmestoornissen. Geeft de gemiddelden weer van alle opgeslagen metingen en de berekende ochtend/avond bloeddruk van de afgelopen 7 dagen. Met een manchetpositie controle om dat ervoor zorgt dat de manchet om de bovenarm zit. Met de gratis app "**Beurer** Health manager" en "Beurer Health manager pro" kunt u uw gezondheidswaarden optimaal controleren. Geleverd met praktisch opbergtas en 5 x 4,5 v AAA-batterijen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Bebat tax</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1576360
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk