

1554060 - Senator / Medex 3D



Beschrijving

De Medex 3D van **Enraf-Nonius** een robuust massage-apparaat. Door het lichte gewicht (1.6 kg) en optimaal gepositioneerd zwaartekracht-center, is het toestel zeer handig in gebruik. De behuizing en de basisplaat zijn vervaardigd uit een sterke, impact-resistente kunststof, prima bestand tegen lang en intensief gebruik. Een schakelaar voor 2800 of 1400 trillingen per minuut is gemonteerd op de handgreep. De applicatoren zijn gemaakt van duurzaam materiaal dat geen huidirritatie veroorzaakt en dat niet wordt aangetast door vetten. De Medex 3D wordt standaard geleverd met schuimrubberdek en kunststof hyperaemiseerborstel, verpakt in een handig draagkoffertje.

Specificaties

| | |
|------------------------|--------------|
| Merk | Enraf-Nonius |
| sku | 1554060 |
| Type verpakking | Stuk |