

1605708 - MaxZero™ naaldvrije connector - steriel - 100 st



Beschrijving

BD's Maxzero™ naaldvrije connector zorgt voor een toegang tot een katheter tijdens IV-therapie. Gebruik de connector voor directe injectie, infusie of aspiratie. DMZ1000 connector kan gebruikt worden injectieprocedures met een maximale druk tot 325 psi en een stroomsnelheid tot 10 ml per seconde.

Voordelen

- Vrij van DEPH,ftalaten en latex

Specificaties

Merk	BD
Latex vrij	Ja
Steriel	Ja
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos