

## 1605708 - MaxZero™ naaldvrije connector - steriel - 100 st



### Beschrijving

**BD's** Maxzero™ naaldvrije connector zorgt voor een toegang tot een katheter tijdens IV-therapie. Gebruik de connector voor directe injectie, infusie of aspiratie. DMZ1000 connector kan gebruikt worden injectieprocedures met een maximale druk tot 325 psi en een stroomsnelheid tot 10 ml per seconde.

#### Voordelen

- Vrij van DEPH,ftalaten en latex

### Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Sterilisatie methode</b>	Radiatie
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos