

## SEN13100A - HFOV 3100A Sensormedics High Frequency Oscillator



### Beschrijving

De HFOV 3100 (High Frequency Oscillatory Ventilators) zijn beproefd voor interventie bij de behandeling van respiratoir falen bij pasgeborenen en ARDS bij pediatrische en volwassen patiënten. Met behulp van longbeschermingsmiddelen kunt u continue distensieve druk uitoefenen en minimale druk- en volumewisselingen toepassen om de long op te blazen en ademhalingsfalen te voorkomen. Zoals aangetoond in talrijke klinische en collegiaal getoetste studies, helpen de ventilatoren van de 3100-serie de patiëntenzorg voor ernstig gewonde patiënten te verbeteren.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>Type beademing</b>	Non invasieve beademing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk