

SEN13100A - HFOV 3100A Sensormedics High Frequency Oscillator



Beschrijving

De HFOV 3100 (High Frequency Oscillatory Ventilators) zijn beproefd voor interventie bij de behandeling van respiratoir falen bij pasgeborenen en ARDS bij pediatrie en volwassen patiënten. Met behulp van longbeschermingsmiddelen kunt u continue distensieve druk uitoefenen en minimale druk- en volumewisselingen toepassen om de long op te blazen en ademhalingsfalen te voorkomen. Zoals aangetoond in talrijke klinische en collegiaal getoetste studies, helpen de ventilatoren van de 3100-serie de patiëntenzorg voor ernstig gewonde patiënten te verbeteren.

Specificaties

Merk	Vyaire
sku	SEN13100A
Type beademing	Non invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk