

1550449 - BD Integra™ - 22G x 1 1/2" - zwart - 1 x 100 st



Beschrijving

De BD Integra™ spuit is ontworpen om een aanzienlijk lager volume dode ruimte te hebben in vergelijking met een traditionele luer lock spuit en naald, wat kan leiden tot minder medicatieverspilling. Het biedt de arts ook de keuze wanneer de veiligheidsfunctie wordt geactiveerd - voor of na het terugtrekken van de naald.

Specificaties

Merk	BD
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Lengte naald	40 mm
Diameter naald	0.7 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
Afmeting	22G x 1 1/2"
Kleur	Zwart
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos